

Guía de envío de muestras

TEST	MUESTRA	VOLUMEN	MATERIAL	OBSERVACIONES
ALERGIA				
Test Screening	Suero	1,5 ml	Tubo seco	Supresión de corticoides (1 mes)
Panel Alergenos	Suero	1,5 ml	Tubo seco	Supresión de corticoides (1 mes)
Test Malassezia	Suero	1,5 ml	Tubo seco	Supresión de corticoides (1 mes)
PARASITOLOGÍA				
ELISA-Leishmania	Suero	0,5 ml	Tubo seco	—
PCR-cuantitativa	Sangre entera Médula ósea Aspirado ganglio Biopsia	1 ml 0,5 ml 0,5 ml —	Tubo EDTA Tubo EDTA Tubo seco Contenedor con suero fisiológico	Muestras no coaguladas
Test Sarcoptes	Suero	0,5 ml	Tubo seco	—
ENDOCRINOLOGÍA				
Hormonas tiroideas	Suero	1 ml	Tubo Seco	Muestras no hemolíticas
Cortisol	Suero	1 ml	Tubo Seco	Muestras no hemolíticas
MICROBIOLOGÍA				
Cultivo microbiológico	Hisopo Biopsia	—	Hisopo estéril Contenedor con suero fisiológico estéril	Sin tratamiento antibiótico (1 semana)
Cultivo dermatofitos	Escamas, pelos y raspados	—	Contenedor estéril	Sin tratamiento antifúngico (1 semana)
HISTOPATOLOGÍA				
Biopsia	Piel Neoplasia cutánea	—	Contenedor formol 10%	—
Citología	—	—	Porta	—

Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico: **93 581 33 61**

ENVÍO: Solicite por teléfono a NACEX la recogida de muestras en su clínica. **NACEX: 93 580 77 44** - Abonado nº 208

Edificio M. Parque Científico UAB • Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Bcn)
Teléfono **935 813 361** • Fax **935 814 640** • E-mail: univet@uab.es • Web: www.univet.es